

## 请参照背面警告信息

姓名

正在使用百特艾考糊精腹膜透析液 (Baxter EXTRANEAL(Icodextrin))

### 紧急联络咨询卡

肾脏科专科医师



PD护士/腹透中心



其他联络人



## 警告

### 可能导致血糖值判读错误

**只能使用**具有葡萄糖专一性的血糖仪或试纸来测量血糖。这些是临床实验室里普遍使用的方式。请与您的血糖仪或试纸制造商联系是否是使用此种测试方式。

**不可使用**利用葡萄糖去氢酶 GDH-PQQ (glucose dehydrogenase pyrroloquinoline quinone) 或葡萄糖染色剂氧化还原酶 (glucose-dye-oxidoreductase) 的方式测量血糖的血糖仪或血糖试纸。除此之外, 部分但非全部以 glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide(GDH-FAD) 测试方式的血糖仪或试纸也是不可使用的。这些方法可能导致使用百特艾考糊精腹膜透析液 (Baxter EXTRANEAL(Icodextrin)) 的患者因麦芽糖干扰而被误判为假性高血糖。血糖实际正常或过低, 被误判为血糖过高, 可能威胁患者的生命安全。

- 需要更进一步的信息, 请致电百特腹膜透析咨询专线 4009206050 (周一~周五 9:00-18:00)
- 如需查询相关资料, 包括适用的血糖仪目录, 请参阅 [www.glucosesafety.com](http://www.glucosesafety.com)

**Baxter**