

警告及預防 可能錯誤的血糖判讀

病人姓名

正在使用愛多尼爾®腹膜透析液

EXTRANEAL (icodextrin)

如欲查詢相關資料，包括相容的血糖機
目錄，請參閱www.glucosafety.com

07/10

只能使用具有葡萄糖專一性的血糖機或試紙。這些是臨床實驗室裡普遍使用的方式。請與您血糖機或試紙製造商聯繫是否使用此種試驗方式。

不可使用利用葡萄糖去氫酶GDH-PQQ (glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone)或葡萄糖染色劑氧化還原酶(glucose-dye-oxidoreductase)的方式測量血糖的血糖機或血糖試紙。除此之外，部分但非全部以glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) 測試方式的血糖機，或血糖試紙是不可使用的。這些方法可能導致使用愛多尼爾®腹膜透析液 **EXTRANEAL(icodextrin)**的病人因麥芽糖干擾而被誤測血糖值。偽高血糖值判讀將掩蓋實際上是血糖過低，卻被誤判為血糖過高，導致威脅到病人生命安全。