

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

Land: Danmark (Denmark)

Vigtig information om anvendelse af blodsukkerapparater og teststrimler hos patienter, der bruger EXTRANEAL (icodextrin)

Denne liste over blodsukkerapparater og teststrimler er lavet ud fra en søgning via internet, litteratur, interne Baxter undersøgelser, information fra myndigheder, produktinformation for teststrimler, sikkerhedsadvarsler og anden information fra producenterne af produkterne. Vi har forsøgt at indsamle nøjagtig og aktuel information, men da Baxter ikke producerer blodsukkerapparater eller teststrimler, kan vi ikke garantere for den nuværende eller fortsatte nøjagtighed af listen. Kontakt derfor producenten af blodsukkerapparatet og teststrimlerne for at få den senest gældende information før brug sammen med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske.

- EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske indeholder icodextrin. Maltose, der er et nedbrydningsprodukt af icodextrin, kan påvirke visse blodsukkerapparater eller teststrimler. Hos patienter, der bruger blodsukkerapparater eller teststrimler, som er uforlidelige med EXTRANEAL (icodextrin) kan det betyde, at der måles en falsk forhøjet blodsukkerværdi.
- Dette kan maskere en sand hypoglykæmi eller føre til en fejlagtig diagnose af hyperglykæmi. Måling af en blodsukkerværdi indenfor eller over normalområdet hos en patient, som bruger EXTRANEAL (icodextrin) ved brug af disse apparater eller teststrimler kan maskere lavt blodsukker. Dette kan betyde, at en patient eller sundhedspersonale ikke gør det nødvendige for at få blodsukkeret ind i normalområdet igen. Måling af en falsk forhøjet blodsukkerværdi kan til gengæld forårsage, at en patient får mere insulin end nødvendigt. Begge disse situationer kan føre til livstruende hændelser som bevidstløshed, koma, hjerneskade eller død.
- Hvis du er usikker på, om det blodsukkerapparatet eller teststrimlerne du anvender, påvirkes af icodextrin eller maltose, kan du eller dialyseafdelingen kontakte producenten. Læs også produktinformationen, der er vedlagt blodsukkerapparatet eller teststrimlerne.
 - Nedenstående liste kan anvendes som eksempler på produkter. Listen skal ikke ses som en anbefaling af specifikke blodsukkerapparater eller teststrimler.
 - Listen viser, hvor der er identificeret forlidelighed med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske. **Der må KUN anvendes glukosespecifikke blodsukkerapparater eller teststrimler der er forlidelige med EXTRANEAL (icodextrin) hos patienter, der bruger denne peritonealdialysevæske.** Teststrimler er anført sammen med de blodsukkerapparater, de passer til – hvis du bruger andre teststrimler, kontakt da producenten for at finde ud af, om de er glukosespecifikke. Listen indeholder kontaktinformation til producenterne af de mest almindelige blodsukkerapparater/teststrimler.
 - Listen er ikke fyldestgørende. Den gælder den 19. maj 2008. Selvom dit specifikke blodsukkerapparat eller teststrimler, ikke fremgår af listen, betyder det IKKE nødvendigvis, at det er forlideligt med EXTRANEAL. Kontakt altid producenten for aktuel information, hvis du er i tvivl.

BLODSUKKERAPPARATER

Opdateret den 19. maj 2008

Blodsukkerapparat	Forlidelig med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske (glukosespecifik)	Testtype*	Producent
CoZmonitor	Nej	GDH-PQQ	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com www.abbottdiabetescare.dk Tlf. 3977 01 90
FreeStyle	Nej	GDH-PQQ	
FreeStyle Flash	Nej	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom	Nej	GDH-PQQ	
FreeStyle Freedom Lite	Nej	GDH-PQQ	
Freestyle Lite	Nej	GDH-PQQ	
FreeStyle Mini	Nej	GDH-PQQ	
FreeStyle Tracker	Nej	GDH-PQQ	
Optium Omega	Nej	GDH-PQQ	
Optium	Ja	GDH-NAD	
Optium Xceed	Ja	GDH-NAD	
Precision PCx	Ja ¹	GDH-NAD, GOD ¹	
Precision QID ^B	Ja	GOD	
Precision Xceed	Ja	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Ja	GDH-NAD	
Precision Xtra	Ja	GDH-NAD	
Sof-Sense	Ja	GDH-NAD	
Sof-Tact ^C	Ja	GDH-NAD	
Advance Intuition	Ja	GOD	Arkray www.arkrayusa.com
Advance Microdraw	Ja	GOD	

RR2008023DK

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

Blodsukkerapparat	Forligelig med EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske (glukosespecifik)	Testtype*	Producent
Assure Pro	Ja	GOD	
Assure II	Ja	GOD	
Assure III	Ja	GOD	
Quick Tek	Ja	GOD	
Ascensia Contour	Nej²	GDH-PQQ²	Bayer Healthcare
Ascensia Contour	Ja ²	GDH-FAD ²	www.ascensia.com www.baverdiabetes.dk Tlf. 4523 5000
Ascensia Contour TS	Ja	GDH-FAD	
Ascensia Breeze	Ja	GOD	
Ascensia Breeze 2	Ja	GOD	
Ascensia Brio	Ja	GOD	
Ascensia Confirm	Ja	GOD	
Ascensia Dex	Ja	GOD	
Ascensia Elite	Ja	GOD	
Ascensia Entrust	Ja	GOD	
Ascensia Esprit	Ja	GOD	
Fast Take	Ja	GOD	Lifescan, Inc. www.lifescan.com http://www.lifescaneurope.com/den/ Tlf. 7022 6071
InDuo System	Ja	GOD	
One Touch Basic ^B	Ja	GOD	
One Touch Fast Take	Ja	GOD	
One Touch Profile ^B	Ja	GOD	
One Touch SureStep	Ja	GOD	
One Touch II	Ja	GOD	
One Touch Ultra	Ja	GOD	
One Touch Ultra 2	Ja	GOD	
One Touch Ultra Mini	Ja	GOD	
One Touch Ultra Smart	Ja	GOD	
Accu-Chek Active/S System	Nej	GDH-PQQ	Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.dk www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com http://www.accu-chek.dk/nordic/?gclid=CI_f9LPkqpMCFOSIMAod1R3GoQ Roche a/s Tlf. 3639 9999
Accu-Chek Advantage^A	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Aviva	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Comfort	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Compact Plus^A	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Complete System	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Go/Go S System	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek GTS/GTS Plus	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Inform System	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Integra System	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Performa	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Plus	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Sensor	Nej	GDH-PQQ	
Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System	Nej	GDH-PQQ	

Liste over blodsukkerapparater i Danmark

¹ To typer teststriimler for PCx

² To typer teststriimler for Contour.

Kontakt producent for at checke forligelighed.

Testtype*

GOD= glucose oxidase (også kaldt GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase med pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase med nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase med flavin-adenine dinucleotide

¹ Two types of test strips for PCx

² Two types of test strips for Contour.

Contact manufacturer to confirm compatibility.

Test Type*

GOD= glucose oxidase (also referred to as GO)

GDH-PQQ= glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone

GDH-NAD= glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD= glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Referencer:

^A Baxter study 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage systems.

^B Baxter report REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.

^C Baxter report RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit MediSense Sof-Tact with icodextrin and its metabolites.

Se venligst vedlagte produktresumé for EXTRANEAL (icodextrin) peritonealdialysevæske.

Baxter og EXTRANEAL er varemærker hos Baxter International Inc.

De andre varemærker eller produkter her på siderne tilhører de respektive producenter.