

## Глобална листа на глукозни монитори

**Име на земјата:** Македонија (Macedonia)

### Важна информација

Оваа листа е составена со помош на претрага преку: интернет, литература, внатрешни студии на Бакстер, информации од државни агенции, флаери за тест лентички, безбедносни предупредувања, како и директни информации од производителите. Иако е направено сè информациите да бидат точни и навремени, Бакстер не ги произведува овие глукозни монитори и тест лентички и не може да ја гарантира ниту иницијалната ниту континуираната точност на оваа информација. Молиме да го контактирате производителот-ите на глукозниот монитор и на тест лентичките за да ги добиете најновите информации за компатибилноста пред да ги употребите заедно со EXTRANEAL (Icodextrin) растворот за перитонеална дијализа (ПД).

1. EXTRANEAL (Icodextrin) растворот за ПД содржи икодекстрин. Малтозата, која е метаболит на икодекстрин, може да интерферира со одредени глукозни монитори или тест лентички. Оваа интерференција може да доведе до лажно покачени читања на глукоза при употреба на овие монитори или тест лентички.
2. Оваа интерференција може да ја замаскира вистинската хипогликемија или да доведе до погрешна дијагноза на хипергликемија. Така, читањето на крвната глукоза во или преку нормалните граници кај пациент на третман со EXTRANEAL (Icodextrin) раствор за ПД, користејќи ги овие монитори или тест лентички, може да замаскира постоечко ниско ниво на шеќер во крвта. Ова би довело до пациентот или здравствениот работник не превземат соодветни чекори за доведување на шеќерот во крвта во нормалните граници. Понатаму, читањето на лажно покачена крвна глукоза може да доведе пациентот да прими повеќе инсулин одошто е потребно. Обете ситуации можат да доведат до настани опасни по живот, како губиток на свеста, кома, невролошко оштетување или смрт.
3. Дијализниот центар или самиот пациент треба да го контактираат производителот-ите на глукозниот монитор и/или тест лентичките за да се одреди дали мониторот или тест лентичките кои ги употребуваат даваат интерференција преку икодекстрин или малтоза, или ја мерат само глукозата. Воедно, треба да се консултира информацијата за производот која доаѓа заедно со глукозниот монитор или тест лентичките.
  - Следнава листа е само за информација. Оваа листа не имплицира препораки за глукозните монитори или тест лентички.
  - Идентификуваните компатибилности се прикажани на табелата подолу. **Кај пациенти на EXTRANEAL (Icodextrin) раствор за ПД треба да се користат ИСКЛУЧИВО глукоза-специфични монитори и тест лентички.** Тест лентичките се наведени заедно со нивниот придружен монитор – ако користите други лентички, контактирајте го производителот за да потврди дали истите се специфични за глукоза. На листата се наведени информации за контакт на почесто употребуваните марки на монитори/тест лентички..
  - Оваа листа не е конечна, а е валидна од мај 2011. Отсуството на Вашиот глукозен монитор или тест лентички од оваа листа НЕ значи компатибилност со EXTRANEAL (Icodextrin) растворот за ПД. Задолжително контактирајте го производителот за најнова информација. Бакстер не е обврзан да ја обновува содржината на оваа листа.

## ГЛУКОЗНИ МОНИТОРИ

Обновено во мај 2011

Марка на глукозен монитор	Компатибилност со Extraneal (Icodextrin) раствор за ПД (специфични за глукоза)	Тип на тест*	Производител
Boots	Да	GDH-NAD	Abbott Diabetes Care <a href="http://www.abbottdiabetescare.com">www.abbottdiabetescare.com</a> Enter county number here
Omron HEA-214	Да	GDH-NAD	
Optium	Да	GDH-NAD	
Optium Easy	Да	GDH-NAD	
OptiumEZ	Да	GDH-NAD	
Optium Xceed	Да	GDH-NAD	
Optium Xido	Да	GDH-NAD	





<b>Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System</b>	<b>Не Не</b>	<b>GDH-PQQ GDH-PQQ</b>	
---	------------------	----------------------------	--

<sup>1</sup> Два типа на **компатибилни** тест лентички за Precision PCx и Precision Xtra ОК.

<sup>2</sup> Овие марки монитори може да користат GDH-PQQ (**инкомпатибилни**) и GDH-FAD (**компатибилни**) лентички. Консултирајте го производителот за дополнителни информации.

<sup>3</sup> Овој Arkray GDH-FAD монитор/тест лентичка е **инкомпатибилен**. Консултирајте го производителот за дополнителни информации.

<sup>4</sup> Овие марки монитори може да користат GDH-PQQ (**инкомпатибилни**) или Mut Q-GDH (**компатибилни**) лентички. Консултирајте го производителот за дополнителни информации.

#### Test Type\* (Тип на тест\*)

**GO** = glucose oxidase

**GDH-PQQ** = glucose dehydrogenase со pyrroloquinolinequinone (забелешка: ГДО, глюкоза-ди-оксидоредуктаза е **инкомпатибилна** метода базирана врз PQQ)

**GDH-NAD** = glucose dehydrogenase со nicotinamide-adenine dinucleotide

**GDH-FAD** = glucose dehydrogenase со flavin-adenine dinucleotide

**Mut Q-GDH** = glucose dehydrogenase со pyrroloquinolinequinone модифицирана за да се избегне интерференција со малтоза

#### Референци:

<sup>A</sup> Студија на Бакстер 32386 (McGaw Park) Одредување на можната интерференција меѓу икодекстрин и неговите метаболити и мерењата на глюкозата во крвта со употреба на Accu-Chek compact и Advantage systems.

<sup>B</sup> Извештај на Бакстер REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Евалуација на можните интерференции при одредување глюкоза во крвта (мерена преку ензиматски методи) за пациенти третирани со икодекстрин.

<sup>C</sup> Извештај на Бакстер RD-01-RE-233 (McGaw Park) Евалуација на можните интерференции во тест приборот за глюкоза во крвта MediSense Sof-Tact со икодекстрин и неговите метаболити.

<sup>D</sup> Меѓу-извештај 3 на Бакстер, 33541 (McGaw Park) Одредување на можната интерференција меѓу икодекстрин и неговите метаболити и мерењата на глюкозата во крвта со употреба на одбран глюкометар - Glucocard X-Meter (Arkray).

<sup>E</sup> Меѓу-извештај 3 на Бакстер, 33541 (McGaw Park) Одредување на можната интерференција меѓу икодекстрин и неговите метаболити и мерењата на глюкозата во крвта со употреба на одбрани глюкометри.

Молиме погледнете ја целосната информација за употреба на EXTRANEAL (icodextrin) раствор за ПД.

Baxter и EXTRANEAL се заштитени марки на Baxter International Inc.

Останатите заштитени марки или производи кои се набројани тука им припаѓаат на нивните сопственици..