

**Gobal lista över blodglukosmätare
samt kontaktinformation till företag i Sverige**

Land: Sverige (Sweden)

Viktig information

Denna lista är framtagen från sökning via internet, litteratur och Baxters interna studier, myndighetsinformation, produktinformation från teststickor, varningstexter och direktinformation från tillverkarna. Ansträngningar har gjorts för att samla in aktuell information. Baxter säljer inte dessa blodglukosmätare och kan inte heller garantera att den nuvarande eller fortsatta informationen är korrekt. Var vänlig och kontakta tillverkarna av blodglukosmätare och teststickor direkt för att få den senaste gällande informationen vid användning i samband med behandling med EXTRANEAL(icodextrin7,5%) peritonealdialysvätska.

1. EXTRANEAL peritonealdialysvätska innehåller icodextrin. Maltos som är en nedbrytningsprodukt av icodextrin, kan interferera med vissa blodglukosmätare och teststickor. Denna påverkan kan resultera i ett falskt förhöjt mätvärde när man använder dessa blodglukosmätare eller teststickor.
2. Denna påverkan kan maskera en verklig hypoglykemi eller leda till en felaktig diagnos av hyperglykemi. Således kan det innebära att blodglukosvärden inom eller över normalvärdena kan med dessa glukosmätare och teststickor maskera ett lågt blodglukosvärde hos patienter som samtidigt använder EXTRANEAL. Detta kan i sin tur göra att patienter eller sjukvårdpersonal inte vidtar nödvändiga åtgärder för att normalisera blodsockervärdet. Mätningen av ett falskt förhöjt blodsockervärde kan dessutom förorsaka att patienten får mer insulin än nödvändigt. Båda dessa situationer kan leda till livshotande tillstånd som medvetslöshet, koma, hjärnskada eller död.
3. Dialysavdelningen eller patienten skall kontakta tillverkaren av blodglukosmätaren eller teststickan de använder för att avgöra om denna blodglukosmätare eller teststicka påverkas av icodextrin eller maltos eller om de endast mäter glukos. Läs också den produktinformation som bifogas blodglukosmätaren eller teststickan.
 - Följande lista är endast en referenslista. Listan ger inge rekommendationer till dessa blodglukosmätare eller teststickor.
 - Känd kompatibilitet visas i tabellen nedan. **Använd endast blodglukosmätare och teststickor som är glukosspecifika i samband med behandling med EXTRANEAL peritonealdialysvätska.** Teststickorna är listade tillsammans med passande blodglukosmätare – om andra teststickor används ska man ta kontakt med leverantören för att få information om de är glukosspecifika. Listan innehåller kontaktinformation till de vanligaste stora företagen i Sverige som tillhandahåller blodglukosmätare och teststickor.
 - Denna lista, gällande från augusti 2011, är inte en fullständig lista. Om listan inte innehåller en specifik blodglukosmätare eller teststicka, betyder **inte** det att den går att använda tillsammans med EXTRANEAL. Ta alltid kontakt med leverantören för aktuell information.
 - Baxter har ingen skyldighet att uppdatera innehållet i denna listan.

BLODGLUKOSMÄTARE

Uppdaterad augusti 2011

| Blodglukosmätare | Kompatibla med Extraneal (icodextrin 7,5%) peritonealdialysvätska (glukosspecifika) | Testtyp* | Tillverkare |
|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Boots | Ja | GDH-NAD | Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com www.abott-diabetes.se Tfn. 020-190 11 11 |
| Omron HEA-214 | Ja | GDH-NAD | |
| Optium | Ja | GDH-NAD | |
| Optium Easy | Ja | GDH-NAD | |
| Optium EZ | Ja | GDH-NAD | |
| Optium Xceed | Ja | GDH-NAD | |
| Optium Xido | Ja | GDH-NAD | |
| Precision PCx | Ja ¹ | GDH-NAD, GO ¹ | |
| Precision QID ^B | Ja | GO | |
| Precision Xceed | Ja | GDH-NAD | |
| Precision Xceed Pro | Ja | GDH-NAD | |
| Precision Xtra | Ja | GDH-NAD | |
| Precision Xtra OK | Ja ¹ | GDH-NAD, GO ¹ | |

| | | | |
|--|------------------|----------------------|--|
| ReliOn Ultima | Ja | GDH-NAD | |
| Sof-Sense | Ja | GDH-NAD | |
| Sof-Tact ^C | Ja | GDH-NAD | |
| TrueSense | Ja | GDH-NAD | |
| FreeStyle ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle 3 ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle 3 ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle 5 ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle 5 ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Flash ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Flash ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Freedom ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Freedom ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Freedom Lite ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Freedom Lite ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Lite ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Lite ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Mini ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Mini ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Papillon ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Papillon ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Papillon Lite ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Papillon Lite ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Papillon Mini ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Papillon Mini ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| FreeStyle Papillon Vision ² | Ja ² | GDH-FAD ² | |
| FreeStyle Papillon Vision ² | Nej ² | GDH-PQQ ² | |
| CoZmonitor | Nej | GDH-PQQ | |
| FreeStyle Tracker | Nej | GDH-PQQ | |
| Optium Mini | Nej | GDH-PQQ | |
| Optium Omega | Nej | GDH-PQQ | |
| Advance Intuition | Ja | GO | |
| Assure Platinum | Ja | GO | Arkray, Inc. |
| Assure Pro | Ja | GO | www.arkravusa.com |
| Assure 3 | Ja | GO | |
| Assure 4 | Ja | GO | |
| GLUCOCARD 01 | Ja | GO | |
| GLUCOCARD 01-mini | Ja | GO | |
| GLUCOCARD Vital | Ja | GO | |
| PocketChem EZ | Ja | GO | |
| GLUCOCARD X-meter ^D | Nej ³ | GDH-FAD ³ | |
| Ascensia Breeze | Ja | GO | |
| Ascensia Brio | Ja | GO | Bayer Healthcare |
| Ascensia Confirm | Ja | GO | www.bayerdiabetes.com |
| Ascensia Dex | Ja | GO | www.bayerdiabetes.se |
| Ascensia Entrust | Ja | GO | Kundsupport: Tfn. 020-83 00 84 |
| Ascensia Esprit | Ja | GO | |
| Breeze 2 | Ja | GO | |
| Contour | Ja | GDH-FAD | |
| Contour Link | Ja | GDH-FAD | |
| Contour TS | Ja | GDH-FAD | |
| Contour USB | Ja | GDH-FAD | |
| Didget | Ja | GDH-FAD | |
| Elite | Ja | GO | |
| OneTouch InDuo | Ja | GO | |
| One Touch Ping | Ja | GO | |
| OneTouch Select | Ja | GO | Lifescan, Inc. |
| OneTouch SureStep | Ja | GO | www.lifescan.com |

| | | | |
|--|--|--|--|
| OneTouch Ultra ^E OneTouch Ultra 2 One TouchUltraLink OneTouch UltraMini OneTouch UltraSmart OneTouch Verio One Touch Verio Pro One Touch Vita SureStep Flexx | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja | GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GO | www.lifescan.se www.ultraeasv.eu/se LifeScan kundservice: Tfn. 020- 68 70 70 |
| Accu-Chek Aviva ⁴ Accu-Chek Aviva ⁴ Accu-Chek Aviva Combo ⁴ Accu-Chek Aviva Combo ⁴ Accu-Chek Aviva Expert ⁴ Accu-Chek Aviva Expert ⁴ Accu-Chek Aviva Nano ⁴ Accu-Chek Aviva Nano ⁴ Accu-Chek Inform II ⁴ Accu-Chek Inform II ⁴ Accu-Chek Performa ⁴ Accu-Chek Performa ⁴ Accu-Chek Performa Nano ⁴ Accu-Chek Performa Nano ⁴ Accu-Chek Performa Combo ⁴ Accu-Chek Performa Combo ⁴ | Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ Ja ⁴ Nej ⁴ | Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ GDH-PQQ ⁴ GDH-PQQ ⁴ Mut Q-GDH ⁴ GDH-PQQ ⁴ GDH-PQQ ⁴ GDH-PQQ ⁴ | Roche Diagnostics www.roche-diagnostics.com www.accu-chek.com ACCU-CHEK® Kundsupport Tfn. 020-41 00 42 |
| Accu-Chek Active/S System Accu-Chek Advantage ^A Accu-Chek Comfort Accu-Chek Compact Accu-Chek Compact Plus ^A Accu-Chek Complete System Accu-Chek Go/Go S System Accu-Chek GTS/GTS Plus Accu-Chek Inform System Accu-Chek Inform Accu-Chek Integra System Accu-Chek Plus Accu-Chek Sensor Accu-Chek Voicemate/Voice Mate Plus System | Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej | GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ GDH-PQQ | |

¹ Två typer av **kompatibla** teststickor för Precisin PCx och Precision Xtra OK

² Dessa glukosmätare kan användas med antingen GDH-PQQ (**inkompatibla**) eller GDH-FAD (**kompatibla**) stickor. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

³ Arkay GDH-FAD glukosmätare/teststickor är **inkompatibla**. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

⁴ Dessa glukosmätare kan användas med GDH-PQQ (**inkompatibla**) och MUT-Q-GDH (**kompatibla**) stickor. Kontakta tillverkaren för ytterligare information.

Testtyp*

GO = glukos-oxidas

GDH-PQQ = glukos-dehydrogenas med pyrroloquinolinquinon (notera: GDO, glucos-dye-oxidoreductas är en **inkompatibel** PQQ-baserad metod)

GDH-NAD = glukos-dehydrogenas med nicotinamid-adenin dinucleotid

GDH-FAD = glukos-dehydrogenas med flavin-adenin dinucleotid

Mut Q-GDH = glukos-dehydrogenas med pyrroloquinolinquinon modifierad att eliminera maltosinterferens

Test Type*

GO = glucose oxidase

GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)

GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide

GDH-FAD = glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide

Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference

Referenser:

^A Baxterstudie 32386 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using Accu-Chek compact and Advantage systems.

^B Baxter rapport REP-NIV-RE-366, (Nivelles) Evaluation of potential interference in blood glucose determination (measured with enzymatic methods) for patients treated with icodextrin.

^C Baxter rapport RD-01-RE-233 (McGaw Park) Evaluation of potential interference in the blood glucose test kit MediSense Sof-Tact with icodextrin and its metabolites.

^D Baxter interrimrapport 3, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometer-Glucocard X-Meter (Arkray)

^E Baxter report interrimrapport1, 33541 (McGaw Park) Determination of potential interference of icodextrin and its metabolites on human blood glucose measurement using chosen glucometers

För vidare information se fullständig bifogad produktinformation EXTRANEAL (icodextrin 7,5%) peritonealdialyslösning.

Baxter och EXTRANEAL är varumärken som tillhör Baxter International Inc.

Andra varumärken och produkter på dessa sidor tillhör respektive tillverkare.