

Listado de Lectores de Glucosa Específico del País

Nombre del país: *México (Mexico)*

Información Importante

Esta es una lista no exhaustiva, vigente a partir del **01 de Octubre del 2025**, la ausencia de un monitor de glucosa o tiras reactivas específicas en esta lista NO implica compatibilidad o incompatibilidad con la solución de DP EXTRANEAL (icodextrina). Asimismo, otras tecnologías de medición de glucosa no incluidas a continuación (como los sistemas de monitorización continua de glucosa) pueden ser compatibles con EXTRANEAL. Para obtener información actualizada, contacte siempre con el fabricante del dispositivo. Si el fabricante no puede proporcionar información sobre la compatibilidad del dispositivo con icodextrina y maltosa, Vantive NO recomienda que los pacientes que toman EXTRANEAL utilicen el producto. Vantive se reserva el derecho a modificar esta lista sin previo aviso y no garantiza que incluya todos los productos potencialmente incompatibles.

Los fabricantes de monitores de glucosa mencionados han certificado a Vantive que han probado (según la norma ISO 15197) sus monitores con maltosa e icodextrina según los límites recomendados por Vantive: 278 mg/dL (maltosa) y 1094 mg/dL (icodextrina). Los fabricantes certificaron que sus monitores "**en verde**" mencionados a continuación no mostraron interferencias en las lecturas de glucosa en sangre. Tenga en cuenta que la lista de compatibilidad a continuación solo aplica a los monitores de marca utilizados con la tira reactiva de marca correspondiente. Si utiliza un monitor de marca con una tira reactiva de otro fabricante, **contacte siempre con el fabricante para obtener información actualizada.**

Esta lista se elaboró a partir de una búsqueda en internet, literatura, estudios internos de Vantive, información de agencias gubernamentales, folletos de tiras reactivas, alertas de seguridad e información directa de los fabricantes del producto. Si bien se ha hecho todo lo posible para proporcionar información precisa y actualizada, Vantive no fabrica estos monitores de glucosa ni tiras reactivas y, por lo tanto, no garantiza su exactitud inicial ni continua. Comuníquese con el fabricante del monitor de glucosa y la tira reactiva para obtener la información de compatibilidad más reciente antes de usarlos junto con la solución para diálisis peritoneal (DP) EXTRANEAL (icodextrina).

1. La solución para diálisis peritoneal (DP) EXTRANEAL (icodextrina) contiene icodextrina. La maltosa, un metabolito de la icodextrina, puede interferir con ciertos monitores de glucosa o tiras reactivas. Esta interferencia provocará una lectura de glucosa falsamente elevada al usar estos monitores o tiras reactivas.
2. Esta interferencia puede enmascarar una hipoglucemia real o conducir a un diagnóstico erróneo de hiperglucemia. Por lo tanto, una lectura de glucosa en sangre dentro o por encima del rango normal en un paciente que recibe la solución de diálisis peritoneal EXTRANEAL (icodextrina) y utiliza estos monitores o tiras reactivas, puede enmascarar una hipoglucemia real. Esto puede provocar que el paciente o el profesional de la salud no tomen las medidas adecuadas para normalizar la glucemia. Por otro lado, una lectura de glucosa en sangre falsamente elevada podría provocar que el paciente reciba más insulina de la necesaria. Ambas situaciones pueden provocar eventos potencialmente mortales, como pérdida del conocimiento, coma, daño neurológico o la muerte.
3. La unidad de diálisis o el paciente deben contactar al fabricante del monitor de glucosa o las tiras reactivas para determinar si el monitor o las tiras reactivas que utilizan pueden ser objeto de interferencias por la icodextrina o la maltosa. Consulte también la información del producto incluida con el monitor de glucosa y las tiras reactivas.
4. La siguiente lista es solo de referencia. Esta lista no implica una recomendación de estos monitores de glucosa o tiras reactivas.
5. Las compatibilidades identificadas se muestran en la tabla a continuación. Solo se deben usar monitores y tiras reactivas específicos para glucosa en pacientes que toman la solución de DP EXTRANEAL (icodextrina). Contacte al fabricante para verificar que las tiras reactivas y el monitor sean específicos para glucosa. La lista incluye la información de contacto de los principales fabricantes de marcas más comunes.

MONITORES DE GLUCOSA ESPECÍFICOS POR PAÍS

Actualizado al 01 de Octubre del 2025

Marca del monitor de glucosa	Compatible con la solución de DP Extraneal (Icodextrina) (específico para glucosa)	Tipo de Fabricante*	Manufacturador
FreeStyle Freedom	Si	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Teléfono: +52 55 24-4175 01 800-7112208
FreeStyle Freedom Lite	Si	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Si	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	No Recomendado	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	No Recomendado	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	No Recomendado	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	No Recomendado	GO	
FreeStyle Optium Neo	Si	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Si	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Si	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Si	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Si	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Si	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Si	GDH-NAD	
Assure Platinum	Si	GO	Arkray, Inc https://www.arkraylatam.com/spanish Teléfono: 55 5661 3964 555661-86-58
GLUCOCARD 01	Si	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Si	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Si	GO	
GLUCOCARD MX	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Si	GO	
GLUCOCARD X-meter	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Si	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Si	GO	
ReliOn Confirm	Si	GO	
ReliOn micro	Si	GO	
ReliOn Prime	Si	GO	
GLUCOCARD S onyx	Si	GDH-FAD	
PocketChem BG	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Si	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Si	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Si	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Si	GO	
GlucoCard G+ Link	Si	GO	
GlucoCard Σ+	Si	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Si	GO	

Marca del monitor de glucosa	Compatible con la solución de DP Extraneal (Icodextrina) (específico para glucosa)	Tipo de Fabricante*	Manufacturador
Contour Contour Next Contour Next EZ Contour Next One Contour Plus Contour Plus One Contour TS Contour XT Contour Next (Connected) Contour Care Contour Plus Blue Contour Plus Elite Contour Next GEN	Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care (antiguamente Bayer Healthcare) https://www.ascensia.com/contact-us/ Teléfono: 01800-3352626
OneTouch SelectPlus OneTouch SelectPlus Flex OneTouch SelectPlus Simple OneTouch Select Simple OneTouch Ultra 2 OneTouch UltraEasy OneTouch UltraMini OneTouch UltraPlus Flex OneTouch UltraPlus Reflect OneTouch UltraVue OneTouch Verio OneTouch VerioFlex OneTouch VerioIQ OneTouch VerioPro+ OneTouch VerioVue OneTouch Verio Reflect	Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GDH-FAD GO GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Lifescan, Inc. https://www.lifescan.com/ Teléfono: 01800-5433557 01800-5433558

Marca del monitor de glucosa	Compatible con la solución de DP Extraneal (Icodextrina) (específico para glucosa)	Tipo de Fabricante*	Manufacturador
Nova Max Plus Nova Max Link StatStrip Hospital Glucose Meter StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress Glucose Meter StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System Nova Pro Glucose/Ketone Meter StatStrip Glucose Hospital Meter System V2.0 StatStrip Glucose/Ketone Hospital Meter System V2.0	Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	GO GO GO GO GO GO GO GDH-FAD GO GO	Nova Biomedical https://novabiomedical.com/es/statstrip-glu/index.php Teléfono: +52 571-316-4890
Accu-Chek Active Accu-Chek Aviva Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Connect Accu-Chek Aviva Expert Accu-Chek Aviva Insight Accu-Chek Aviva Plus² Accu-Chek Aviva Solo Accu-Chek Guide Accu-Chek Guide Me Accu-Chek Inform II Accu-Chek Instant Accu-Chek Instant S Accu-Chek Nano² Accu-Chek Nano SmartView² Accu-Chek Mobile Accu-Chek Performa Accu-Chek Performa Combo Accu-Chek Performa Connect Accu-Chek Performa Insight Accu-Chek Performa Solo Accu-Chek Guide Solo Cobas Pulse	Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si	Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH Mut Q-GDH GDH-FAD GDH-FAD	Roche Diagnostics https://www.accu-chekcac.com/es/el-salvador Teléfono: 01800-9080600
TRUE METRIX TRUE METRIX GO TRUE METRIX Air TRUEresult³ TRUEresult Twist 2³	Si Si Si No Recomendado No Recomendado	GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com Teléfono: 1-800-803-6025

Marca del monitor de glucosa	Compatible con la solución de DP Extraneal (Icodextrina) (específico para glucosa)	Tipo de Fabricante*	Manufacturador
TRUEyou ³	No Recomendado	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Si	GDH-FAD	Bionime Corporation https://www.bionime.com/ Teléfono:N/A
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Si	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Si	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Si	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	

Marca del monitor de glucosa	Compatible con la solución de DP Extraneal (Icodextrina) (específico para glucosa)	Tipo de Fabricante*	Manufacturador
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Si	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Tel	Si	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose and Ketone Monitoring System Max Dual	Si	GDH-FAD	

¹ Estos monitores Abbott (junto con el Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 y el Medtronic iPro2) son los Sistemas de Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG) líderes y sus fabricantes **no recomiendan** su uso en pacientes de diálisis; pues pese a contar con una química basada en GO, actualmente no se dispone de pruebas científicas definitivas de su compatibilidad con Extraneal. Consulte al fabricante para obtener información adicional.

² Los sistema de glucosa ACCU-CHEK Nano (no Aviva ni Performa) y ACCU-CHEK Aviva Plus SOLAMENTE están disponibles en los Estados Unidos, y utilizan tiras reactivas comercializadas con las marcas ACCU-CHEK SmartView y ACCU-CHEK Aviva Plus, respectivamente. Estos sistemas emplean las tiras Mut Q-GDH (**compatibles**). Consulte al fabricante para obtener información adicional.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, Los glucómetros no se probaron con los límites recomendados por Baxter para icodextrina y maltosa. Por lo tanto, **no se recomienda** el uso de estos monitores para pacientes en diálisis

Tipo de prueba* (Test type*)

GO = glucosa oxidasa [glucosa oxidase]

GDH-NAD = glucosa-deshidrogenasa con nucleótido de nicotinamida-adenina [glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide]

GDH-FAD = glucosa deshidrogenasa con dinucleótido de flavina-adenina [glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide]

Mut Q-GDH = glucosa deshidrogenasa con pirroloquinolínquinona modificada para eliminar la interferencia de maltosa [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference]

Consulte la información de prescripción completa de la solución de DP EXTRANEAL (Icodextrina).
Vantive y EXTRANEAL son marcas comerciales de Vantive Health LLC.
Otras marcas comerciales o productos que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.