

قائمة أجهزة قياس الجلوكوز المعتمدة حسب الدولة

اسم الدولة: المملكة العربية السعودية

معلومات هامة

هذه قائمة غير شاملة، محدثة حتى سبتمبر 2025. إن غياب جهاز قياس جلوكوز أو شرائط فحص معينة من هذه القائمة لا يعني (PD) المستخدم في الغسيل البريتوني (Icodextrin) بالضرورة أنها متوافقة أو غير متوافقة مع محلول إكستراينيل وبالمثل، قد تكون تقنيات قياس الجلوكوز الأخرى غير المدرجة أدناه (مثل أنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز) متوافقة أو غير متوافقة مع إكستراينيل.

يجب دائماً التواصل مع الشركة المصنعة للجهاز للحصول على أحدث المعلومات. في حال لم تستطع الشركة المصنعة تأكيد لا توصي باستخدام هذا المنتج لمرضى إكستراينيل (Vantive) توافق الجهاز مع الإيكودكسترين والمالتوز، فإن شركة فانتييف تحتفظ فانتييف بحقها في تحديث هذه القائمة دون إشعار مسبق، ولا تضمن أن تحتوي على جميع المنتجات المحتمل عدم توافقها.

معلومات حول الشركات المصنعة

(ISO 15197 وفق معيار) قامت الشركات المصنعة لأجهزة قياس الجلوكوز المدرجة أدناه بتأكيد قيامها باختبار أجهزتها باستخدام المالتوز والإيكودكسترين حتى الحدود الموصى بها من فانتييف:

- 278 mg/dL مالتوز:
- 1094 mg/dL إيكودكسترين:

وقد أكدت الشركات أن الأجهزة المصنفة باللون "الأخضر" في القائمة أدناه لم تُظهر أي تداخل في قراءات الجلوكوز يرجى ملاحظة أن قائمة التوافق أدناه تنطبق فقط على أجهزة العلامات التجارية الأصلية المستخدمة مع شرائط الفحص الخاصة بها.

في حال تم استخدام جهاز من علامة تجارية معينة مع شرائط من شركة أخرى، يجب دائماً التواصل مع الشركة المصنعة للشرائط للحصول على أحدث المعلومات.

مصادر إعداد القائمة

تم إعداد هذه القائمة من خلال البحث في الإنترنت، المراجع العلمية، الدراسات الداخلية لشركة فانتييف، المعلومات الصادرة عن الجهات الحكومية، نشرات شرائط الفحص، التحذيرات والسلامة، والمعلومات المباشرة من الشركات المصنعة، ورغم بذل الجهود لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، إلا أن شركة فانتييف لا تصنع أجهزة قياس الجلوكوز أو شرائط الفحص وبالتالي لا تضمن دقة هذه المعلومات في الوقت الحالي أو مستقبلاً. لذا، يجب التواصل مباشرة مع الشركة المصنعة للجهاز أو شرائط الفحص للحصول على أحدث بيانات التوافق قبل استخدامهما للغسيل البريتوني (Icodextrin) مع محلول إكستراينيل.

تنبيهات طبية هامة

1. على مادة الإيكودكسترين، والتي ينتج عنها المالتوز كمستقلب. وقد يتداخل المالتوز (Icodextrin) يحتوي محلول إكستراينيل مع بعض أجهزة قياس الجلوكوز أو شرائط الفحص مما يؤدي إلى قراءات مرتفعة خاطئة لمستوى الجلوكوز في الدم.
 2. هذا التداخل قد يؤدي إلى إخفاء حالات انخفاض السكر الحقيقي (نقص سكر الدم) أو إلى تشخيص خاطئ لحالة فرط سكر الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مهددة للحياة تشمل فقدان الوعي، الغيبوبة، تلفاً عصبياً، أو الوفاة.
 3. يجب على وحدة الغسيل أو المريض التواصل مع الشركة المصنعة لجهاز قياس الجلوكوز و/أو شرائط الفحص لتحديد ما إذا كانت الأجهزة المستخدمة تتأثر بالإيكودكسترين أو المالتوز، ومراجعة النشرة المرفقة مع الجهاز والشرائط.
 4. القائمة التالية للاطلاع فقط ولا تُعد توصية باستخدام أي من أجهزة أو شرائط الفحص المذكورة.
 5. يجب استخدام أجهزة وشرائط فحص متخصصة لقياس الجلوكوز فقط لمرضى يستخدمون محلول إكستراينيل. تأكد دائماً من (glucose-specific) الشركة المصنعة أن الجهاز والشرائط مخصصة للجلوكوز فقط.
- تتضمن القائمة بيانات التواصل الخاصة بأكثر الشركات المصنعة شيوع

الشركة المصنعة	نوع الاختبار	Compatible with Extraneal (Icodextrin) PD solution (Glucose-specific)	الاسم التجاري
Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com Abbott Diabetes Care – Saudi Arabia: ADC_Public_Affairs@abbott.com	GDH-FAD	Yes	فري ستايل فريدموم
	GDH-FAD	Yes	فري ستايل فريدموم لايت
	GDH-FAD	Yes	فري ستايل لايت
	GO	Not Recommended	فري ستايل ليبر 1
	GO	Not Recommended	فري ستايل ليبر برو 1
	GO	Not Recommended	فري ستايل ليبر 21
	GO	Not Recommended	فري ستايل ليبر 31
	GDH-NAD	Yes	فري ستايل أوبتيوم نيو
	GDH-NAD	Yes	فري ستايل أوبتيوم نيو H
Arkray, Inc. www.arkray.co.jp ARKRAY, Inc. – arkray_connect@arkray.co.jp	GDH-FAD	Yes	فري ستايل بابيلون فيجن
	GDH-NAD	Yes	فري ستايل بريسيجن نيو
	GDH-NAD	Yes	فري ستايل بريسيجن برو
	GDH-NAD	Yes	أوبتيوم زيدو نيو
	GDH-NAD	Yes	بريسيجن إكزيد برو
	GO	Yes	أشور بلاتينم
	GO	Yes	جلوكوكارد 01
	GO	Yes	جلوكوكارد 01-ميني
	GO	Yes	جلوكوكارد 01-ميني بلس
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إم إكس
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إس
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إس إم
	GO	Yes	جلوكوكارد فايتال
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إكس ميتر
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إكس ميني
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إكس ميني بلس
	GO	Yes	جلوكوكارد سيغما
	GO	Yes	جلوكوكارد سيغما-mini
	GO	Yes	ريلايون كونفرم
	GO	Yes	ريلايون مايكرو
	GO	Yes	ريلايون برايم
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد إس أونيكس
	GDH-FAD	Yes	بوكيت كيم بي جي
	GO	Yes	جلوكوكارد دلبيو
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد بلس كير
	GDH-FAD	Yes	جلوكوكارد برايم

جلوكوكارد +G	Yes	GO	
جلوكوكارد G+ Link	Yes	GO	
جلوكوكارد سيغما+	Yes	GO	
جلوكوكارد سيغما+ Link	Yes	GO	
كونتور	Yes	GDH-FAD	Ascensia Diabetes Care (formerly Bayer Healthcare) www.ascensia.com Ascensia Diabetes Care – Saudi Arabia: ajmal.nazeer@ascensia.com
كونتور نيكست	Yes	GDH-FAD	
كونتور نيكست إي زد	Yes	GDH-FAD	
كونتور نيكست ون	Yes	GDH-FAD	
كونتور بلس	Yes	GDH-FAD	
كونتور بلس ون	Yes	GDH-FAD	
كونتور تي إس	Yes	GDH-FAD	
كونتور إكس تي	Yes	GDH-FAD	
كونتور نيكست (متصل)	Yes	GDH-FAD	
كونتور كير	Yes	GDH-FAD	
كونتور بلس بلو	Yes	GDH-FAD	Lifescan, Inc. www.lifescan.com SITCO PHARMA - Saudi wecare@sitcopharma.com info@sitcopharma.com
كونتور بلس إيليت	Yes	GDH-FAD	
كونتور نيكست جين	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش سيلكت بلس	Yes	GO	
وان تاتش سيلكت بلس فليكس	Yes	GO	
وان تاتش سيلكت بلس سمبل	Yes	GO	
وان تاتش سيلكت سمبل	Yes	GO	
وان تاتش ألتر 2	Yes	GO	
وان تاتش ألتر إيزي	Yes	GO	
وان تاتش ألتر ميني	Yes	GO	
وان تاتش ألتر بلس فليكس	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش ألتر بلس رفلكت	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش UltraVue	Yes	GO	
وان تاتش فيريو	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش فيريو فليكس	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش فيريو آي كيو	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش فيريو برو بلس	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش فيريو فيو	Yes	GDH-FAD	
وان تاتش فيريو رفلكت	Yes	GDH-FAD	
نوبا ماكس بلس	Yes	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com
نوبا ماكس لينك	Yes	GO	
ستات ستريب للاستخدام مستشفيات جهاز قياس الجلوكوز	Yes	GO	

ستات ستریب للاستخدام مستشفيات نظام قياس الجلوكوز الکیتون	Yes	GO	info@novamed.com.sa
ستات ستریب إکسپریس جهاز س الجلوكوز	Yes	GO	
ستات ستریب إکسپریس نظام س الجلوكوز والکیتون	Yes	GO	
ستات ستریب إکسپریس 2 نظام س الجلوكوز والکیتون	Yes	GO	
نوبا برو جهاز قياس/کیتون	Yes	GDH-FAD	
ستات ستریب قياس الجلوكوز استخدام بالمستشفيات Meter System V2	Yes	GO	
ستات ستریب قياس جلوكوز/Ketone للاستخدام Meter System مستشفيات V2	Yes	GO	
أکیو-شیک أکتیف	Yes	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics www.accu-chek.com Roche Diagnostics – Saudi Arabia: jeddah.drug_safety@roche.com
أکیو-شیک أفیفا	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا کومبو	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا کونیکت	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا إکسپیرت	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا إنسایت	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا بلس 2	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک أفیفا سولو	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک جاید	Yes	GDH-FAD	
أکیو-شیک جاید می	Yes	GDH-FAD	
أکیو-شیک إنفورم 2	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک إنستانت	Yes	GDH-FAD	
أکیو-شیک إنستانت إس	Yes	GDH-FAD	
أکیو-شیک نانو 2	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک نانو سمارت فلو 2	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک موبایل	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک بیرفورما	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک بیرفورما کومبو	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک بیرفورما کونیکت	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک بیرفورما إنسایت	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک بیرفورما سولو	Yes	Mut Q-GDH	
أکیو-شیک جاید سولو	Yes	GDH-FAD	
Cobas Pulse	Yes	GDH-FAD	
ترو متریکس	Yes	GDH-FAD	

ترو متركس GO	Yes	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com Trividia Health – cs@trividiahealth.com
ترو متركس Air	Yes	GDH-FAD	
ترو ريزولت	Not Recommended	GDH-FAD	
ترو ريزولت	Not Recommended	GDH-FAD	
ترو يو	Not Recommended	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM7	Yes	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com No Contacts but the Devices are abvailable in deffrents stores
رايتست نظام قياس سكر الدم GM7 برو	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM70	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM700	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM7 برو 2	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM7	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM7	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم س	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم س بلس	Yes	GDH-FAD	
رايتست نظام قياس سكر الدم	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم بلس	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM5	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM2	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM28	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GT3	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GT333	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM3	Yes	GO	
رايتست نظام قياس سكر الدم GM2	Yes	GO	

رايتست نظام قياس سكر الدم GM2	Yes	GO
جي إي 100 نظام قياس سكر م	Yes	GO
ديا ثرايف بلس نظام قياس سكر م	Yes	GO
ديا ثرايف بلس بلوتوث نظام س سكر الدم	Yes	GO
آي جلوكوز نظام قياس سكر م	Yes	GO
جي إي 333 نظام قياس سكر م	Yes	GO
كوينيت إي سي نظام قياس سكر الدم	Yes	GO
ماي لايف بيورا نظام قياس سكر م	Yes	GO
ماي لايف يونو نظام قياس سكر م	Yes	GDH-FAD
ماي لايف يونو نيفا نظام قياس سكر الدم	Yes	GDH-FAD
ماي لايف يونو كارا نظام قياس سكر الدم	Yes	GDH-FAD
لينيا دي سيريو نظام قياس سكر م	Yes	GO
لينيا دي إيفو نظام قياس سكر م	Yes	GO
لينيا دي أورو إتش آر نظام س سكر الدم	Yes	GDH-FAD
لينيا دي أورو نظام قياس سكر م	Yes	GDH-FAD
لينيا دي أورو 24 نظام قياس سكر الدم	Yes	GDH-FAD
رايتست نظام قياس سكر الدم س تل	Yes	GDH-FAD
Blood Glucose رايست and Ketone Monitori Syste ماكس دوال	Yes	GDH-FAD

من أبرز أنظمة (Medtronic iPro2 و G6 و G5 Mobile و Dexcom G4 Platinum مع أجهزة) Abbott تُعد أجهزة¹ ورغم اعتمادها على كيمياء ، ولا تُوصي الشركات المصنّعة باستخدامها لمرضى الغسيل الكلوي (CGM) مراقبة الغلوكوز المستمرة Extraneal. ، فإنه لا توجد أدلة علمية قاطعة حتى الآن على توافقها مع محلول (GO) غلوكوز أوكسيداز. يرجى التواصل مع الشركة المصنّعة لمزيد من المعلومات.

متوافرة حصراً داخل الولايات ACCU-CHEK Aviva Plus و (Performa أو Aviva وليس) ACCU-CHEK Nano أنظمة² على التوالي ACCU-CHEK Aviva Plus و ACCU-CHEK SmartView المتحدة الأمريكية وتستخدم شرائط اختبار بعلامة

(متوافقة) Mut Q-GDH تستعمل هذه الأنظمة شرائط
يرجى التواصل مع الشركة المصنعة لمزيد من التفاصيل

الموصى بها Vantive لم تُختبر وفق حدود TRUEyou و TRUEresult Twist 2 و TRUEresult (GDH-FAD) أجهزة³
، وبالتالي لا يُنصح باستخدامها لمرضى الغسيل الكلوي (Maltose) والمالتوز (Icodextrin) الخاصة بمركبي الإيكسسترين

(Test Type): نوع الاختبار
GO = (Glucose Oxidase) غلوكوز أو أكسيداز

(Nicotinamide-Adenine Dinucleotide) إنزيم غلوكوز ديهيدروجيناز المعتمد على النيكوتيناميد أدينين دينوكليوتيد = GDH-NAD
(Flavin-Adenine Dinucleotide) إنزيم غلوكوز ديهيدروجيناز المعتمد على الفلافين أدينين دينوكليوتيد = GDH-FAD
لإزالة (Pyrroloquinoline Quinone) إنزيم غلوكوز ديهيدروجيناز المعدل باستخدام بيرولوكينولين كوينون = Mut Q-GDH
تداخل المالتوز

المستخدم في الغسيل البريتوني EXTRANEAL (Icodextrin) يرجى مراجعة المعلومات الكاملة للوصفة الطبية الخاصة بمحلول
(PD).

Vantive Health LLC هما علامتان تجاريتان مملوكتان لشركة EXTRANEAL و Vantive
جميع العلامات التجارية أو المنتجات الأخرى الواردة هنا هي ملكية لأصحابها الشرعيين