

Valstij specifisko glikometru saraksts

Valsts: Latvija (*Latvia*)

Svarīga informācija

Turpmāk tekstā norādīts glikometru saraksts, kas stājas spēkā no **2023.09.01**, bet tas nav visaptverošs. Ja sarakstā nav Jūsu izmantotais glikometrs vai testa strēmeles, tas NENOZĪMĒ, ka tie būs savietojami vai nesavietojami ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu. Tas attiecas arī uz citām, turpmāk tekstā neminētām, glikozes līmeņa noteikšanas metodēm (piemēram, glikozes līmeņa ilgstošās uzraudzības sistēmām) – tās var būt vai nebūt savietojamas ar EXTRANEAL. **Lai iegūtu jaunāko informāciju, vienmēr sazinieties ar ražotāju.** Ja ražotājs nevar nodrošināt informāciju par ierīču savietojamību ar ikodekstrīnu vai maltozi, tad Baxter NEIESAKA tās izmantot EXTRANEAL pacientiem. „Baxter” patur sev tiesības mainīt šo sarakstu bez brīdinājuma un neapgalvo, ka tas ietver visas potenciāli nesavietojamās ierīces.

Ražotājs „Baxter” ir saņēmis apliecinājumu no norādītajiem glikometru ražotājiem par to, ka viņi ir veikuši glikometru pārbaudes (saskaņā ar ISO 15197) ar maltozi un ikodekstrīnu, atbilstoši Baxter ieteiktajiem limitiem: 278 mg/dL (maltozei) un 1094 mg/dL (ikodekstrīnam). Ražotāji apliecināja, ka turpmāk minētie zaļā krāsā atzīmētie monitori šādos apstākļos neietekmē asins glikozes rādījumu rezultātus. Lūdzu ņemiet vērā, ka zemāk esošajā savietojamības sarakstā ir iekļauti glikometru zīmola nosaukumi, kurus lieto kopā ar atbilstoša zīmola testa strēmēlēm. Ja zīmola glikomentrs tiek lietots kopā ar cita ražotāja testa strēmēlēm, **vienmēr sazinieties ar testa strēmeļu ražotāju, lai uzzinātu aktuālo informāciju.**

Šis uzskaitījums sastādīts no sekojošiem informācijas avotiem: internets, publikācijas, „Baxter” iekšējie pētījumi, dažādu valstu aģentūras, testa strēmeļu lietošanas instrukcijas, drošuma ziņojumi un tieša informācija no ražotājiem. Kaut gan tiek darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu precīzu jaunāko informāciju, „Baxter” šos glikometrus un testa strēmeles neražo, un tādējādi nevar garantēt sākotnēju vai pastāvīgu informācijas precizitāti. Pirms lietot šos glikometrus vai testa strēmeles vienlaicīgi ar EXTRANEAL (ikodekstrīns) peritoneālās dialīzes (PD) šķīdumu, lūdzu sazinieties ar to ražotāju(iem), lai iegūtu jaunāko informāciju par savietojamību.

1. EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdums satur ikodekstrīnu. Ikodekstrīna metabolīts – maltoze - var ietekmēt noteiktu glikometru vai testa strēmeļu rādījumus. Šādu glikometru vai testa strēmeļu izmantošana var izraisīt maldīgi paaugstinātu glikozes līmeņa rādījumu.
2. Šāda ietekme var maskēt patiesu hipoglikēmiju vai novest pie kļūdainas hiperglikēmijas diagnozes. Tādējādi pacientam, kurš lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, normāls vai paaugstināts asins glikozes rādījums var maskēt patiesi zemu cukura līmeni asinīs. Šāda situācija liegs pacientam vai veselības aprūpes speciālistam attiecīgi rīkoties, lai normalizētu cukura līmeni asinīs. Vai arī, maldinoši paaugstināta asins glikozes līmeņa rādījuma dēļ pacients varētu lietot vairāk insulīna, nekā nepieciešams. Gan vienā, gan otrā gadījumā, var attīstīties pacienta dzīvībai bīstama situācija, tostarp, bezsamaņa, koma, neiroloģiski bojājumi vai nāve.
3. Dialīzes nodaļai vai pacientam vajadzētu sazināties ar glikometru un/vai testa strēmeļu ražotāju(iem), lai noskaidrotu, vai ikodekstrīna un maltozes klātbūtne ietekmē viņu lietotos glikometrus vai testa strēmeles. Jāiepazīstas arī ar informāciju, kas norādīta glikometra vai testa strēmeļu lietošanas instrukcijā.
4. Turpmāk norādītais saraksts ir tikai informatīvs. Tas nesatur ieteikumus glikometru vai testa strēmeļu lietošanai.
5. Tabulā norādīta zināmā savietojamība. Pacientiem, kuri lieto EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīdumu, glikozes noteikšanai jāizmanto TIKAI glikozei specifiski glikometri un testa strēmeles. Sazinieties ar ražotāju, lai noskaidrotu, vai glikometrs un testa strēmeles ir glikozei specifiskas. Tabulā norādīta arī visbiežāk lietoto glikometru/testa strēmeļu ražotāju kontaktinformācija.

VALSTIJ-SPECIFISKO GLIKOMETRU SARAKSTS

Atjaunots: 2023.09.01

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
FreeStyle Freedom	Jā	GDH-FAD	Abbott Diabetes Care www.abbottdiabetescare.com tālrs: +37167605650
FreeStyle Freedom Lite	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Lite	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Libre ¹	Nav ieteicams	GO	
FreeStyle Libre Pro ¹	Nav ieteicams	GO	
FreeStyle Libre 2 ¹	Nav ieteicams	GO	
FreeStyle Libre 3 ¹	Nav ieteicams	GO	
FreeStyle Optium Neo	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Optium Neo H	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Papillon Vision	Jā	GDH-FAD	
FreeStyle Precision Neo	Jā	GDH-NAD	
FreeStyle Precision Pro	Jā	GDH-NAD	
Optium Xido Neo	Jā	GDH-NAD	
Precision Xceed Pro	Jā	GDH-NAD	
Assure Platinum	Jā	GO	Arkray, Inc. www.arkray.co.jp tālrs: +37167795240
GLUCOCARD 01	Jā	GO	
GLUCOCARD 01-mini	Jā	GO	
GLUCOCARD 01-mini plus	Jā	GO	
GLUCOCARD MX	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD S	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD SM	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD Vital	Jā	GO	
GLUCOCARD X-meter	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD X-mini plus	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD Σ	Jā	GO	
GLUCOCARD Σ-mini	Jā	GO	
ReliOn Confirm	Jā	GO	
ReliOn micro	Jā	GO	
ReliOn Prime	Jā	GO	
GLUCOCARD S onyx	Jā	GDH-FAD	
PocketChem BG	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD W	Jā	GO	
GLUCOCARD PlusCare	Jā	GDH-FAD	
GLUCOCARD Prime	Jā	GDH-FAD	
GlucoCard G+	Jā	GO	
GlucoCard G+ Link	Jā	GO	
GlucoCard Σ+	Jā	GO	
GlucoCard Σ+ Link	Jā	GO	

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
Breeze 2	Jā	GO	Ascensia Diabetes Care (iepriekš Bayer Healthcare) www.ascensia.com tālr: +371 67845563
Contour	Jā	GDH-FAD	
Contour Link	Jā	GDH-FAD	
Contour Next	Jā	GDH-FAD	
Contour Next EZ	Jā	GDH-FAD	
Contour Next Link	Jā	GDH-FAD	
Contour Next Link 2.4	Jā	GDH-FAD	
Contour Next USB	Jā	GDH-FAD	
Contour Next One	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus Link 2.4	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus One	Jā	GDH-FAD	
Contour TS	Jā	GDH-FAD	
Contour USB	Jā	GDH-FAD	
Contour XT	Jā	GDH-FAD	
Contour Next (Connected)	Jā	GDH-FAD	
Contour Care	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus Blue	Jā	GDH-FAD	
Contour Plus Elite	Jā	GDH-FAD	
Contour Next GEN	Jā	GDH-FAD	
OneTouch Select	Jā	GO	Lifescan, Inc. www.lifescan.com tālr: nav vietējā kontakttālrunā
OneTouch SelectPlus	Jā	GO	
OneTouch SelectPlus Flex	Jā	GO	
OneTouch SelectPlus Simple	Jā	GO	
OneTouch Select Simple	Jā	GO	
OneTouch Ultra 2	Jā	GO	
OneTouch UltraEasy	Jā	GO	
OneTouch UltraMini	Jā	GO	
OneTouch UltraPlus Flex	Jā	GDH-FAD	
OneTouch UltraPlus Reflect	Jā	GDH-FAD	
OneTouch UltraVue	Jā	GO	
OneTouch Verio	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioFlex	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioIQ	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioPro+	Jā	GDH-FAD	
OneTouch VerioVue	Jā	GDH-FAD	
OneTouch Verio Reflect	Jā	GDH-FAD	

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
Nova Max Plus	Jā	GO	Nova Biomedical www.novabiomedical.com tālrs: +371 66103003
Nova Max Link	Jā	GO	
StatStrip Hospital Glucose Meter	Jā	GO	
StatStrip Hospital Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
StatStrip Xpress Glucose Meter	Jā	GO	
StatStrip Xpress Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
StatStrip Xpress2 Glucose and Ketone Monitoring System	Jā	GO	
Nova Pro Glucose/Ketone Meter	Jā	GDH-FAD	
Accu-Chek Active	Jā	Mut Q-GDH	Roche Diagnostics www.accu-chek.com tālrs: +371 800 08886
Accu-Chek Aviva	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Combo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Connect	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Expert	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Insight	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Plus ²	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Aviva Solo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide	Jā	GDH-FAD	
Accu-Chek Guide Me	Jā	GDH-FAD	
Accu-Chek Inform II	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Instant	Jā	GDH-FAD	
Accu-Chek Instant S	Jā	GDH-FAD	
Accu-Chek Nano ²	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Nano SmartView ²	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Mobile	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Combo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Connect	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Insight	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Performa Solo	Jā	Mut Q-GDH	
Accu-Chek Guide Solo	Jā	GDH-FAD	
TRUE METRIX	Jā	GDH-FAD	Trividia Health www.trividiahealth.com tālrs: nav vietējā kontakttālrunā
TRUE METRIX GO	Jā	GDH-FAD	
TRUE METRIX Air	Jā	GDH-FAD	
TRUEresult ³	Nav ieteicams	GDH-FAD	
TRUEresult Twist 2 ³	Nav ieteicams	GDH-FAD	
TRUEyou ³	Nav ieteicams	GDH-FAD	
TRUEtrack ³	Nav ieteicams	GO	
TRUEresult	Nē	GDH-PQQ	

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700	Jā	GDH-FAD	Bionime Corporation www.bionime.com
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro	Jā	GDH-FAD	tālr: nav vietējā kontakttālrunā
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700S	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700SB	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM700 Pro 2	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM720	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM722	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Max Plus	Jā	GDH-FAD	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System Wiz Plus	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM280B	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GT333	Jā	GO	
Rightest GT333 Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM300	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM250	Jā	GO	
Rightest Blood Glucose Monitoring System GM260	Jā	GO	
GE100 Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
Diathrive+ Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	

Glikometra nosaukums	Savietojamība ar Extraneal (ikodekstrīns) PD šķīdumu (glikozei specifisks)	Testa veids*	Ražotājs
Diathrive+ Bluetooth Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
iGlucose Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
GE333 Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
Quintet AC Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
Mylife Pura Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
Mylife Unio Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	
Mylife Unio Neva Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	
Mylife Unio Cara Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	
LineaD SIRIO Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
LineaD EVO Blood Glucose Monitoring System	Jā	GO	
LineaD ORO HR Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	
LineaD ORO Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	
LineaD ORO24 Blood Glucose Monitoring System	Jā	GDH-FAD	

¹ Šie Abbott glikometri (kopā ar Dexcom G4 Platinum, G5 Mobile, G6 and the Medtronic iPro2) ir vadošās nepārtraukta glikozes līmeņa uzraudzības sistēmas (Continuous Glucose Monitor Systems (CGM)) un to ražotāji tās **neiesaka** lietošanai dialīzes pacientiem un neskatoties uz to, ka testa veids ir ķīmisko pamatots GO, nav konkrēti zinātniski pierādījumi par to saderību ar Extraneal. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazināties ar ražotāju.

² ACCU-CHEK Nano (**ne** Aviva vai Performa) un ACCU-CHEK Aviva Plus glikozes sistēmas ir pieejamas TIKAI Amerikas Savienotajās valstīs un atbilstoši arī testa strēmeles ACCU-CHEK SmartView un ACCU-CHEK Aviva Plus preču zīmes. Šajās sistēmās tiek lietotas Mut Q-GDH (**savietojamas**) testa strēmeles. Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazināties ar ražotāju.

³ TRUEresult (GDH-FAD), TRUEresult Twist 2, TRUEyou, Truetrack glikometri nav pārbaudīti ar Baxter ieteiktajiem ikodekstrīna un maltozes limitiem. Šie glikometri **nav ieteicami** lietošanai dialīzes pacientiem.

Testa veids (Test Type)*

GO = glikozes oksidāze (glucose oxidase)

GDH-PQQ= glikozes dehidrogenāze ar pirolahinolīnhinonu (piezīme: **GDO** glikozes oksidoreduktāzes krāsu tests ir **nesavietojama** uz PQQ balstīta metode) [glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: **GDO**, glucose-dye-oxidoreductase, is an **incompatible** PQQ-based method)]

GDH-NAD= glikozes dehidrogenāze ar nikotinamīda-adenīna dinukleotīdu (glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide)

GDH-FAD= glikozes dehidrogenāze ar flavīna-adenīna dinukleotīdu (glucose dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide)

Mut Q-GDH= glikozes dehidrogenāze ar pirolahinolīnhinonu, modificēta maltozes ietekmes mazināšanai (glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference)

Lūdzu skatīt EXTRANEAL (ikodekstrīns) PD šķīduma zāļu aprakstu.
Baxter un EXTRANEAL ir Baxter International Inc. preču zīmes.
Citas šajā sarakstā nosauktās preču zīmes vai produkti pieder to īpašniekiem.